



**Español**

**es**

## Espéculo Vaginal Wallace® (de un sólo uso) INSTRUCCIONES DE USO

**Estas instrucciones se refieren a los siguientes productos Portex®:**

|      |                                                         |
|------|---------------------------------------------------------|
| WVS1 | <i>Espéculo vaginal Wallace® con sistema de bloqueo</i> |
| WVS2 | <i>Espéculo vaginal Wallace® sin sistema de bloqueo</i> |

### Descripción

Espéculo vaginal estéril de un solo uso, disponible con o sin sistema de cierre.

### Indicaciones de uso

Indicado para la realización de exploraciones vaginales y/o para la toma de muestras de tejido endometrial.

### Instrucciones de uso

- Saque el espéculo de su bolsa y, si fuera necesario, lubríquelo con un lubricante hidrosoluble o con agua.
- Si utiliza la versión del producto con sistema de bloqueo, compruebe que está desbloqueado.
- Con el espéculo cerrado, separe los labios e introdúzcalo en la vagina con suavidad. Una vez en la posición deseada, presione espacio las asas para que se abra.
- Si se utiliza la versión con sistema de bloqueo, una vez obtenida la dilatación necesaria bloquee el sistema.
- Lleve a cabo el procedimiento utilizando la técnica recomendada.
- Una vez completado el procedimiento, retire el espéculo lentamente sin extraerlo del todo y sin cerrar los bordes para evitar pellizcar el cuello uterino. Si utiliza la versión con sistema de bloqueo, presione suavemente las asas para desbloquear el sistema. Una vez haya salido el espéculo del cuello uterino, deje que la presión natural de la vagina termine de cerrar los extremos del instrumento y retirelo completamente.

Portex, Wallace, Wallace och Smiths Medical designmärken är varumärken som tillhör företagskoncernen Smiths Medical. ®-symbolen indikerar att varumärket registrerats hos amerikanska patent- och registreringsverket samt i vissa övriga länder. Alla andra namn och märken som omnämns är handelsnamn, varumärken eller servicemärken som tillhör respektive ägare.

© 2010 Familia de empresas Smiths Medical. Reservados todos los derechos.

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| <span></span> |  | <span></span> |
| <span></span> |  | <span></span> |
| <span></span> |  | <span></span> |
| <span></span> |  | <span></span> |
| <span></span> |  | <span></span> |

**Dansk**

**da**

## Wallace® Vaginalspekulum (Engangsbrug) BRUGSANVISNING

**Denne vejledning gælder for anvendelse af nedenstående Portex® produkter:**

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| WVSI | <i>Wallace® vaginalspekulum med lås</i>  |
| WVS2 | <i>Wallace® vaginalspekulum uden lås</i> |

### Beskrivelse

Et sterilt vaginalspekulum til engangsbrug, som fås enten med eller uden låsesystem.

### Indikationer for brug

Beregnet til brug ved vaginalundersøgelser og/eller til udtagning af smear-prøver fra cervix.

### Brugsvejledning

- Åbn spekulumposen og, hvis det ønskes, smør spekulum med et vandopløseligt smøremiddel, eller blot vand.
- Hvis versionen med lås anvendes, skal det sikres, at låsen er frakoblet.
- Med næbbene i lukket position, skilles labia og spekulum indføres forsigtigt i vagina. Når spekulum befinder sig i den ønskede position, anvendes let tryk på grebene for at åbne næbbene.
- Hvis versionen med lås anvendes, tilkobles låsen, når den ønskede position er opnået, samtidig med at der bevares et konstant tryk på grebene.
- Udfør proceduren i henhold til anbefalet teknik.
- Efter fuldførelse af proceduren trækkes spekulum et lille stykke tilbage under opsyn med næbbene i åben position for at undgå afklemning af cervix. Hvis versionen med lås bruges, anvendes let pres på grebene og låsen frakobles. Når spekulum er trukket tilbage forbi cervix, overlades det til det naturlige tryk i vaginalvæggen at lukke næbbene og spekulum trækkes langsomt tilbage.

Portex, Wallace, Designmærkerne Wallace og Smiths Medical er varemærker tilhørende Smiths Medical firmaer. Symbolet ® angiver, at varemærket er registreret hos det amerikanske patent- og varemærkekontor og i visse andre lande. Alle andre navne og mærker, som er nævnt, er handelsnavne, varemærker eller servicemærker tilhørende de respektive ejere.

© 2010 Smiths Medical firmaer. Alle rettigheder forbeholdes.

**Português**

**pt**

## Espéculo vaginal Wallace® (utilização única) INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

**Estas instruções destinam-se a ser usadas com os seguintes produtos Wallace®:**

|      |                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------|
| WVS1 | <i>Espéculo vaginal Wallace® com mecanismo de fixação</i> |
| WVS2 | <i>Espéculo vaginal Wallace® sem mecanismo de fixação</i> |

### Descrição

Um espéculo vaginal estéril de utilização única, disponível com ou sem sistema de fixação.

### Indicações de utilização

Destina-se a ser utilizado para no exame ginecológico e/ou colheita de esfregaços cervicais.

### Instruções de utilização

- Abra a bolsa do espéculo e, se necessário, lubrifique o espéculo com um lubrificante hidrossolúvel ou apenas com água.
- Caso esteja a utilizar o modelo com mecanismo de fixação, certifique-se de que este está desengatado.
- Com as pontas em posição fechada, afaste os lábios e introduza cuidadosamente o espéculo na vagina. Logo que o espéculo esteja na posição desejada, aplique uma ligeira pressão às pegas para abrir as pontas.
- Caso esteja a utilizar o modelo com mecanismo de fixação, accione o mecanismo de fixação depois de atingir a posição desejada mantendo uma pressão constante nas pegas.
- Execute o procedimento de acordo com as técnicas recomendadas.
- Depois de terminar a intervenção, recue ligeiramente o espéculo, sob observação, com as pontas em posição aberta para evitar aprisionar o cérvix. Se estiver a utilizar o modelo com mecanismo de fixação, aplique uma pressão ligeira às pegas e desengate o mecanismo de fixação. Depois de retirar o espéculo para além do cérvix, permita então que a pressão natural das paredes da vagina feche as pontas e retire o espéculo lentamente.

Portex, Wallace, As marcas de desenho Wallace e Smiths Medical são marcas registadas das empresas Smiths Medical. O símbolo ® indica que é uma marca registada na Repartição de Registo de Patentes dos E.U.A. e noutros países. Todos os outros nomes e marcas mencionadas são nomes comerciais, marcas registadas ou marcas de serviço dos respectivos proprietários.

© 2010 Empresas Smiths Medical. Todos os direitos reservados.

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| <span></span> |  | <span></span> |
| <span></span> |  | <span></span> |
| <span></span> |  | <span></span> |
| <span></span> |  | <span></span> |
| <span></span> |  | <span></span> |

**Norsk**

**no**

## Wallace® Vaginalspekulum (engangsbruk) BRUKSANVISNING

**Disse anvisningene gjelder bruk sammen med følgende Portex®-produkter:**

|      |                                             |
|------|---------------------------------------------|
| WVS1 | <i>Wallace® vaginalspekulum med sperre</i>  |
| WVS2 | <i>Wallace® vaginalspekulum uten sperre</i> |

### Beskrivelse

Sterilt vaginalspekulum for engangsbruk fås med og uten sperresystem.

### Bruksanvisning

Brukes ved underlivsundersøkelse og/eller ved prøvetaking i underlivet.

### Bruksanvisning

- Åpne spekulumposen og smør om nødvendig spekulumet med en vannløsning, et vannløselig smøremiddel eller med bare vann.
- Ved bruk av spekulum med sperre, påse at sperren er av.
- Hold spekulumet i lukket posisjon, skill labia og før spekulumet forsiktig inn i vagina. Når spekulumet er i ønsket posisjon, legges et lett trykk på håndtaket for å åpne spekulumet.
- Ved bruk av spekulum med sperre settes sperren på ved et vedvarende varsomt trykk på håndtaket når spekulumet er i ønsket posisjon.
- Utfør prosedyren i henhold til anbefalt framgangsmåte.
- Når prosedyren er utført, trekk spekulumet litt ut, under oppsyn, mens spekulumet er i åpen posisjon for å unngå fastsetting i livmorhalsen. Ved bruk av spekulum med sperre, hold et lett trykk på håndtaket og slipp opp sperren. La det naturlige trykket fra veggene i vagina lukke spekulumet, og trekk det langsomt ut.

Portex, Wallace, Wallace designmerke og Smiths Medical designmerke er varemærker som tilhører Smiths Medical-gruppen av selskaper. Symbolet ® angir at varemærket er registrert ved U.S. Patent and Trademark Office og i visse andre land. Alle andre navn og merker som er nevnt, er varemærker, handelsnavn og servicemerker som tilhører de respektive eiere.

© 2010 Smiths Medical-selskaper. Med enerett.

**Nederlands**

**nl**

## Wallace® Vaginaal Speculum (voor eenmalig gebruik) GEBRUIKSAANWIJZING

**Deze gebruiksaanwijzing is van toepassing op het gebruik van de volgende Portex® producten:**

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| WVS1 | <i>Wallace® vaginaal speculum met vergrendeling</i>    |
| WVS2 | <i>Wallace® vaginaal speculum zonder vergrendeling</i> |

### Beschrijving

Een steriel vaginaal speculum voor eenmalig gebruik, verkrijgbaar met of zonder een vergrendelingsstysteem.

### Gebruiksindicaties

Bestemd voor gebruik bij vaginaal onderzoek en/of het maken van uitstrijkjes van de baarmoederhals.

### Gebruiksaanwijzing

- Open de speculumzak en smeer het speculum, indien nodig, met een wateroplosbaar smeermiddel of uitsluitend water.
- Zorg bij gebruik van de vergrendelde versie dat de vergrendeling open staat.
- Spreid de labia en breng het speculum met gesloten bekdelen voorzichtig in de vagina. Zodra het speculum zich op de gewenste plaats bevindt, oefent u lichte druk uit op de handgrepen om de bekdelen te openen.
- Bij gebruik van de vergrendelde versie en zodra het speculum zich in de gewenste positie bevindt, sluit u de vergrendeling terwijl u een constante druk op de handgrepen uitoefent.
- Voer de ingreep uit aan de hand van aanbevolen technieken.
- Na voltooiing van de procedure trekt u het speculum onder visuele begeleiding over een korte afstand terug. Zorg hierbij dat de bekdelen open staan zodat de cervix niet bekneld kan raken. Bij gebruik van de vergrendelde versie oefent u lichte druk uit op de handgrepen om de vergrendeling te openen. Zodra het speculum voorbij de cervix is teruggetrokken, laat u de natuurlijke druk van de vaginale wand de bekdelen dichtdrukken en trekt u het speculum langzaam verder terug.

Portex, Wallace, De logo's Wallace en Smiths Medical zijn handelsmerken van de Smiths Medical bedrijvenfamilie. Het symbool ® geeft aan dat het handelsmerk bij het Amerikaanse patenten- en handelsmerkenbureau en in bepaalde andere landen gedeponeerd is. Alle andere genoemde namen en merken zijn de handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken van de respectievelijke eigenaren.

© 2010 Smiths Medical bedrijvenfamilie. Alle rechten voorbehouden.

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| <span></span> |  | <span></span> |
| <span></span> |  | <span></span> |
| <span></span> |  | <span></span> |
| <span></span> |  | <span></span> |
| <span></span> |  | <span></span> |

**Suomi**

**fi**

## Wallace® kertakäyttöinen vaginatähystin KÄYTTÖOHJEET

**Nämä käyttöohjeet koskevat seuraavia Portex®in tuotteita:**

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| WVS1 | <i>Wallace® vaginatähystin, lukittava</i>    |
| WVS2 | <i>Wallace® vaginatähystin, ei-lukittava</i> |

### Kuvaus

Kertakäyttöinen, steriili vaginatähystin joko lukittavalla salvalla tai ilman.

### Indikaatiot

Tarkoitettu käytettäväksi vaginan tutkimuksiin tai kohdun irtosolunäytteen ottamiseen.

### Käyttöohjeet

- Avaa tähystinpussi ja liukasta tähystin tarvittaessa vesiliukoisella liukasteella tai vedellä.
- Varmista, että lukko on auki, jos käytät lukittavaa tähystintä.
- Tähystimen ollessa suljetussa asennossa erota häpyhuulet toisistaan ja vie tähystin varovaisesti vaginaan. Tähystimen ollessa halutussa paikassa paina varovaisesti varovasti käsiosaa avataksesi tähystimen.
- Käytettäessä lukittavaa tähystintä, sulje lukko tähystimen ollessa oikeassa paikassa ja pidä se paikallaan pitäen käsiosasta jatkuvasti kiinni.
- Suorita toimenpide.
- Toimenpiteen loppuksi vedä tähystintä kärjen ollessa auki jonkun matkaa ulospäin ettei se ota kiinni kohdunkaulaan. Lukittavaa tähystintä käytettäessä paina varovasti käsiosaa ja avaa lukko. Kun tähystin on vedetty kohdunkaulasta anna sen sulkeutua itsestään vaginan seinämän paineesta ja poista tähystin hitaasti.

Portex, Wallace, Wallace ja Smiths Medical ovat Smiths Medical -yrittysten tavaramerkkejä. ®-merkki tarkoittaa, että tavaramerkki on rekisteröity Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirastossa sekä eräissä muissa maissa. Kaikki muut mainitut nimet ja merkit ovat omistajiensa tavaranimiä, tavaramerkkejä tai palvelumerkkejä.

© 2010 Smiths Medical -yhtykset. Kaikki oikeudet pidätetään.

**Svenska**

**sv**

## Wallace® Vaginalspekulum (för engångsbruk) BRUKSANVISNING

**Dessa anvisningar är avsedda för följande Portex®-produkter:**

|      |                                          |
|------|------------------------------------------|
| WVS1 | <i>Wallace® vaginalspekulum med lås</i>  |
| WVS2 | <i>Wallace® vaginalspekulum utan lås</i> |

### Beskrivning

Ett sterilt vaginalspekulum för engångsbruk som finns antingen med eller utan låssystem.

### Användningsområde

Avsett att användas vid vaginala undersökningar och/eller för att ta cervikala utstryksprov.

### Bruksanvisning

- Öppna spekulumpåsen och smörj vid behov in spekulum med ett vattenlösligt glidmedel eller endast vatten.
- Om den låsbara versionen används, kontrollera att låset är öppet.
- Med spekulumnäbben i stängt läge, sära på blygdläpparna och för försiktigt in spekulum i vagina. När väl spekulum kommit i önskat läge trycker man lätt på handtagen för att öppna näbben.
- Om den låsbara versionen används, låser man – när väl önskat läge uppnåtts – genom att upprätthålla ett konstant tryck på handtagen.
- Utför proceduren enligt vedertagen teknik.

- Då proceduren är avslutad, dra ut spekulum en liten bit under observation med näbben i öppet läge för att undvika cervixinklämning. Om den låsbara versionen används, anbringa lätt tryck på handtagen och öppna låset. När väl spekulum har dragits ut ur cervix låter man vaginalväggarnas naturliga tryck stänga näbben och drar sakta ut spekulum.

Portex, Wallace, Wallace och Smiths Medical designmärken är varumärken som tillhör företagskoncernen Smiths Medical. ®-symbolen indikerar att varumärket registrerats hos amerikanska patent- och registreringsverket samt i vissa övriga länder. Alla andra namn och märken som omnämns är handelsnamn, varumärken eller servicemärken som tillhör respektive ägare.

© 2010 Företagskoncernen Smiths Medical. Med ensamrätt.

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| <span></span> |  | <span></span> |
| <span></span> |  | <span></span> |
| <span></span> |  | <span></span> |
| <span></span> |  | <span></span> |
| <span></span> |  | <span></span> |

**Ελληνικά**

**el**

## Κολποσκόπιο Wallace® (Μίας χρήσης) ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

**Αυτές οι οδηγίες προορίζονται για χρήση με τα ακόλουθα προϊόντα Wallace®:**

|      |                                            |
|------|--------------------------------------------|
| WVS1 | <i>Κολποσκόπιο Wallace® με ασφάλεια</i>    |
| WVS2 | <i>Κολποσκόπιο Wallace® χωρίς ασφάλεια</i> |

### Περιγραφή

Στείρο κολποσκόπιο μίας χρήσης που διατίθεται με ή χωρίς σύστημα ασφάλειας.

### Ενδείξεις χρήσης

Προορίζεται για χρήση σε κολπικές εξετάσεις και/ή για τη λήψη επιχρισμάτων του τραχήλου.

### Οδηγίες χρήσης

- Ανοίξτε τη θήκη του κολποσκοπίου και, εάν απαιτείται, λιπάνετε το κολποσκόπιο με κάποιο υδατοδιαλυτό λιπαντικό ή μόνον με νερό.
- Εάν χρησιμοποιείτε την ασφαλιζόμενη έκδοση, βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια έχει απεμπλακεί.
- Έχοντας τα πτερύγια στην κλειστή θέση, ανοίξτε τα χείλη και εισαγάγετε το κολποσκόπιο προσεκτικά μέσα στον κόλπο. Αφού φέρετε το κολποσκόπιο στην κατάλληλη θέση, ασκήστε μαλακά πίεση στις λαβές και ανοίξτε τα πτερύγια.
- Εάν χρησιμοποιείται η ασφαλιζόμενη έκδοση, εμπλέξτε την ασφάλεια αφού επιτευχθεί η κατάλληλη θέση, ενώ συγχρόνως ασκείτε σταθερή πίεση στις λαβές.
- Εκτελέστε τη διαδικασία εφαρμόζοντας τις προτεινόμενες τεχνικές.
- Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, αποσύρετε το κολποσκόπιο κατά ένα μικρό διάστημα, υπό άμεση όραση, έχοντας τα πτερύγια στην ανοικτή θέση ώστε να αποφύγετε παγίδευση του τραχήλου. Εάν χρησιμοποιείτε την ασφαλιζόμενη έκδοση, ασκήστε μαλακά πίεση στις λαβές και απεμπλέξτε την ασφάλεια. Αφού αποσυρθεί το κολποσκόπιο εκτός του τραχήλου, αφήστε τη φυσιολογική πίεση των τοιχωμάτων του κόλπου να κλείσει τα πτερύγια και αποσύρετε αργά το κολποσκόπιο.

Portex, Wallace, Τα σχήματα σχεδιασμού Wallace και Smiths Medical είναι εμπορικά σχήματα του ομίλου εταιρειών Smiths Medical. Το σύμβολο ® υποδηλώνει ότι το εμπορικό σήμα έχει κατατεθεί στο γραφείο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων των Η.Π.Α. και ορισμένων άλλων χωρών. Όλα τα άλλα ονόματα και σχήματα που αναφέρονται είναι εμπορικές επωνυμίες, εμπορικά σχήματα ή σχήματα υπηρεσίας των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

© 2010 Εταιρείες Smiths Medical. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.